

Visita Impress:

- 150BR511 fornecido 250kg, em teste de laboratorio o produto passou, sendo liberado para escala industrial.
- Na industrial é que surgiu o problema, do risco preto com pontas metalicas, que no caso o produto da Impress
- O trabalho que precisamos fazer é acertar o ponto que a granulometria do titanio esteja uniforme para a im
- impregnação no papel, sendo atraves de moagem (farei com a retenção) ou usando um outro tipo de titanio
- Solicitei a Lourdes para ver se ela consegue descobrir o titanio que a Lomon fornece para a Impress, como ta
- otimizar fases de testes.
- Primeiro passo internamete: fazer a moagem na retenção e estabelecer um criterio de teste para reproduzir
- laboratorio.
- Trabalhando nesse projeto
- Solicitar ao Comercial abertura de RO para Laboratorio - adequação de performance de produto.

ess, não acontece.
versão na fase de
com essa característica.
tambem amostra, para
o que a Impress faz em

