

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE TESTE ACEMATT OK 390

1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar, a comparação entre o ACEMATT OK 390 e o SYLOID CP280 (F-41)

2. ENSAIOS

2.1 PARTE 1

O primeiro experimento foi realizado com a substituição do SYLOID CP280, código interno F-41, pelo ACEMATT OK 390, testado na linha 024PR006 Conforme porcentagem abaixo:

- 5 % ACEMATT OK 390
- 2 % ACEMATT OK 390

3. QUALIMETRIA

Foi aplicada 1 chapa de aço carbono na linha 024PR006 como mencionado acima.

- **BRILHO** – 74 com 5 % ACEMATT OK 390
- **BRILHO** – 97 com 2 % ACEMATT OK 390
-

4. CONCLUSÃO

Após leitura de brilho concluímos que a ACEMATT OK 390 não foi eficaz no teste.

5. EXECUÇÃO

Juliano Dos Santos Faria – Técnico Químico