

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE TESTE ACEMATT TS 100

1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar, a comparação entre o ACEMATT TS 100 e o SYLOID CP280 (F-41)

2. ENSAIOS

2.1 PARTE 1

O primeiro experimento foi realizado com a substituição do SYLOID CP280, código interno F-41, pelo ACEMATT TS 100, testado na linha 024PR006 Conforme porcentagem abaixo:

- 5 % ACEMATT TS 100
- 2 % ACEMATT TS 100
- 1 % ACEMATT TS 100

3.QUALIMETRIA

Foi aplicada 1 chapa de aço carbono na linha 024PR006 como mencionado acima.

- **BRILHO** – 5 com 5 % ACEMATT TS 100
- **BRILHO** – 77 com 2 % ACEMATT TS 100
- **BRILHO** – 95 com 1 % ACEMATT TS 100

4. CONCLUSÃO

Após leitura de brilho concluímos que a ACEMATT TS 100 com 5 % foi eficaz no teste.

5. EXECUÇÃO

Juliano Dos Santos Faria – Técnico Químico