

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005				
			Nº Document: CL-005				
			Autor Juliano SGI				
Químico:	Data:	Representante:					
Tipo de solicitação							
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro							
☐ ☐ ☒ ☐							
Empresa:LFDF COMERCIO E DISTRIBUICA		CNPJ:48.831.828/0001-18	Cliente novo	Cliente Realfix			
			☐	☒			
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS							
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão		
Previsão consumo futuro (L): 18L		Fornecedor atual:	Preço estimado:				
SEGMENTO							
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro:							
☐ ☒ ☐ ☐ ☐							
SUBSTRATO							
Metais		Madeiras		Plásticos			
Aço Carbono	☐	MDF	☒	PET	☐		
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐		
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐		
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐		
Outros:	☐	Outros:	☐	Outros:	☐		
BRILHO							
Metal		Madeira		Plástico/Papel			
Fosco	0 - 10 UB	☐	Fosco	0 - 20 UB	☒	Semi-Brilho	☐
Acetinado	11 - 29 UB	☐	Acetinado	21 - 45 UB	☐	Brilhante	☐
Semi-brilho	30 - 59 UB	☐	Semi-brilh	46 - 70 UB	☐		
Brilhante	60 < UB	☐	Brilhante	70 < UB	☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 ☒ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☒ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
PROVA DE COR 1 DIA Linha - ESMALTE PU 056 de acordo com o padrao enviado pelo cliente Cor e Brilho igual ao padrao AVISAR O YGOR DA LOJA PARA COLOCAR PEDIDO. CLIENTE RELATA QUE ESSA COR A WOOD NEXUS JA LEVOU POSSIVEIS CODIGOS: 056GR036 056CZ164 056CZ159 556CZ008		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		