

		Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005	
				Nº Documento: CL-005	
				Autor Juliano SGI	
Químico:		Data: 02/08/2023		Representante: Caio Murilo	
Tipo de solicitação					
Amostra X		Desenvolvimento x		Prova de cor Outro	
Empresa: Fenap		CNPJ:		Cliente novo	Cliente Realfix x
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
0,5	Realthane 24 preto brilhante	024PR020			
Previsão consumo futuro (L): 5 latas de 18 mês		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal		Madeira	Flexografia	Especialidades	Outro: X Politileno
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono		MDF		PET ☐	
Alumínio ☐		Compensado ☐		PVC ☐	
Galvanizado ☐		Aglomerado ☐		PP ☐	
Galvanizado a Fogo ☐		Pinus ☐		PP Metálico ☐	
Outros: ☐		Outros: ☐		Outros: ☒	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐		Fosco 0 - 20 UB		Semi-Brilho	
Acetinado 11 - 29 UB ☐		Acetinado 21 - 45 UB ☐			
Semi-brilho 30 - 59 UB ☐		Semi-brilh 46 - 70 UB ☐		Brilhante x	
Brilhante 60 < UB		Brilhante 70 < UB ☐			

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☐ ☐ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ ☐ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
A amostra enviada anteriormente não foi aprovada pois após tres dias de aplicação ainda apresentava marcas quando tocada. Cliente precisa que o material seque no tempo de 1 a 2 horas. Cliente aplica um primer da linha 025 antes de aplicar acabamento. Substrato entregue a Kawana .		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		