

|                                              |       |                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <div>REALFIX</div> <div>INDUSTRIAS</div>     |       | <div>04219300001015AM041</div>          |                |                |                               | OF<br>42193-00-001                 |                                | Lote<br>010/25                    |                  |                   |                 |
| Produto<br>015AM041 LACA NC AMARELO RAL 1003 |       |                                         |                |                | Emissão<br>27/10/2025 - 16:51 |                                    | Previsão Entrega<br>31/10/2025 |                                   | Qtde(L)<br>55,67 | Qtde(Kg)<br>55,54 | P.ESP<br>0,9977 |
| Cliente:                                     |       | CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CILINDROS |                |                |                               | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                                | Urgente: <input type="checkbox"/> |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                             |       |                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Tara do palete:                              |       |                                         |                | Tara do tacho: |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Equipamento:                                 |       |                                         |                | Moinho nº      |                               | Dispersor nº                       |                                |                                   |                  | Grindômetro nº    |                 |
| Seq                                          | Item  | Qtde Solicitada (kg)                    | Qtde real (kg) | Lote           | MP substituição               | Lote substituição                  | Quantidade substituição (kg)   | Assinatura                        |                  |                   |                 |
| 1 ITENS A PESAR                              |       |                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 1                                            | VF-01 | 46,268                                  |                | 007/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2                                            | CT-07 | 6,665                                   |                | 011/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                     |       | 52,933                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO           |       |                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3                                            | CT-01 | 0,277                                   |                | 025/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 4                                            | CT-09 | 0,555                                   |                | 008/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 5                                            | CT-12 | 0,111                                   |                | 007/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                     |       | 0,944                                   |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO       |       |                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 6                                            | S-05  | 1,666                                   |                | 250728         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                     |       | 1,666                                   |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 4 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____        |       |                                         |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| TOTAIS                                       |       | 55,544                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |               |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Etapa                         | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |               |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |               |             |              |             |
| COLORISTA / TINGI             |                     |      |               |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |               |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |               |             |              |             |

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 5 CONTROLE DE QUALIDADE |                  |             |       |       |                     |           |            |
|-------------------------|------------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro               | Método           | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| FINEZA HEGMANN          | IT-1.007         |             | 6,00  | 7,00  | 6,00                |           |            |
| PESO ESPECIFICO         | IT-1.010         |             | 0,95  | 1,12  | 1,02                |           |            |
| VISCOSIDADE UK          | IT-1.008         |             | 60,00 | 70,00 | 70,00               |           |            |
| COR                     | TEM PADRAO NO CQ |             |       |       |                     |           |            |
| DILUENTE                | 010SV040         |             |       |       |                     |           |            |
| SUBSTRATO               | MADEIRA          |             |       |       |                     |           |            |
| LAUDO                   |                  |             |       |       |                     |           |            |
| OBSERVAÇÕES             | REFORMULADO      |             |       |       |                     |           |            |

|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|--|--|------------|--|--|--|
|  |  | <br>0 4 2 1 9 3 0 0 0 0 1 0 1 5 A M 0 4 1 |  |         |                                    | OF<br>42193-00-001 |                                   | Lote<br>010/25 |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Produto<br>015AM041 LACA NC AMARELO RAL 1003                                   |  |                                                                                                                           |  |         | Emissão<br>27/10/2025 - 16:51      |                    | Previsão Entrega<br>31/10/2025    |                | Qtde(L)<br>55,67 |                | Qtde(Kg)<br>55,54 |          | P.ESP<br>0,9977 |  |  |            |  |  |  |
| Cliente:                                                                       |  | CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CILINDROS                                                                                   |  |         | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Plano de Fábrica                                                               |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| ACERTO - CQ                                                                    |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Código MP                                                                      |  | Quantidade (Kg)                                                                                                           |  | Lote MP |                                    | Motivo             |                                   | Ação           |                  | Responsável CQ |                   | Operador |                 |  |  | Data/Hora: |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                                                           |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |

6 ENVASE

|                                                |  |          |                    |           |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|----------|--------------------|-----------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |  |          | Código / Embalagem |           | 015AM041.80<br>A-92 |  | Quantidade Unitária Total |                       | 3,00<br>1 |  | Quantidade Unitária Real (Envase) |                       |  |  |  |
| Filtro ( ) mm                                  |  | ( ) novo |                    | ( ) usado |                     |  |                           | Sobra de Produto (Kg) |           |  |                                   | Falta de Produto (Kg) |  |  |  |
| Observações                                    |  |          |                    |           |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |