

|                                                                                |         |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|  |         |  |                |                |                               | OF<br>44157-00-001                 |                                | Lote<br>001/26                    |                  |                   |                 |
| Produto<br>600VM004 REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY LA SB                       |         |                                                                                  |                |                | Emissão<br>15/01/2026 - 16:40 |                                    | Previsão Entrega<br>21/01/2026 |                                   | Qtde(L)<br>18,54 | Qtde(Kg)<br>19,47 | P.ESP<br>1,0501 |
| Cliente:                                                                       |         | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME                                                     |                |                |                               | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                                | Urgente: <input type="checkbox"/> |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |         |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Tara do palete:                                                                |         |                                                                                  |                | Tara do tacho: |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Equipamento:                                                                   |         |                                                                                  |                | Moinho nº      |                               | Dispensor nº                       |                                |                                   |                  | Grindômetro nº    |                 |
| Seq                                                                            | Item    | Qtde Solicitada (kg)                                                             | Qtde real (kg) | Lote           | MP substituição               | Lote substituição                  | Quantidade substituição (kg)   | Assinatura                        |                  |                   |                 |
| 1 ITENS A PESAR                                                                |         |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 1                                                                              | V-600   | 13,533                                                                           |                | 030/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2                                                                              | V-601   | 2,920                                                                            |                | 016/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3                                                                              | CACT-06 | 1,752                                                                            |                | 001/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 4                                                                              | CT-21   | 0,973                                                                            |                | 006/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |         | 19,179                                                                           |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO                                             |         |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 5                                                                              | CT-21   | 0,194                                                                            |                | 006/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 6                                                                              | CT-10   | 0,097                                                                            |                | 007/25         |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |         | 0,292                                                                            |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| 3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____                                          |         |                                                                                  |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |
| TOTAIS                                                                         |         | 19,472                                                                           |                |                |                               |                                    |                                |                                   |                  |                   |                 |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |                                                                                     |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Etapa                         | Equipamento/Balança | Data | Código Barras                                                                       | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |    |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |   |             |              |             |
| PRODUÇÃO                      |                     |      |  |             |              |             |
| COLORISTA / TINGI             |                     |      |  |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |  |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |  |             |              |             |

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 4 CONTROLE DE QUALIDADE |                                     |             |       |       |                     |           |            |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro               | Método                              | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| BRILHO 60 GRAUS         | IT-1.009                            |             | 60,00 | 70,00 | 70,00               |           |            |
| PESO ESPECIFICO         | IT-1.010                            |             | 0,96  | 1,06  | 1,03                |           |            |
| VISCOSIDADE UK          | IT-1.008                            |             | 60,00 | 65,00 | 60,33               |           |            |
| COR                     | SEGUIR COR 027VM017                 |             |       |       |                     |           |            |
| DILUENTE                | 010SV660                            |             |       |       |                     |           |            |
| OBSERVAÇÕES             | CQ- LIBERAR COM BRILHO 60 DEVIDO RO |             |       |       |                     |           |            |

|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |  |                                    |  |                                   |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|------------|--|--|--|
|  |  |  |  |         |  | OF<br>44157-00-001                 |  | Lote<br>001/26                    |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |
| Produto<br>600VM004    REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY LA SB                    |  |                                                                                  |  |         |  | Emissão<br>15/01/2026 - 16:40      |  | Previsão Entrega<br>21/01/2026    |  | Qtde(L)<br>18,54 |  | Qtde(Kg)<br>19,47 |  | P.ESP<br>1,0501 |  |            |  |  |  |
| Cliente:                                                                       |  | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME                                                     |  |         |  | Agrupado: <input type="checkbox"/> |  | Urgente: <input type="checkbox"/> |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |
| Plano de Fábrica                                                               |  |                                                                                  |  |         |  |                                    |  |                                   |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |
| ACERTO - CQ                                                                    |  |                                                                                  |  |         |  |                                    |  |                                   |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |
| Código MP                                                                      |  | Quantidade (Kg)                                                                  |  | Lote MP |  | Motivo                             |  | Ação                              |  | Responsável CQ   |  | Operador          |  |                 |  | Data/Hora: |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |  |                                    |  |                                   |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |  |                                    |  |                                   |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |  |                                    |  |                                   |  |                  |  |                   |  |                 |  |            |  |  |  |

5    ENVASE

|                                                |  |             |                    |              |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |  |             | Código / Embalagem |              | 600VM004.80<br>A-92 |  | Quantidade Unitária Total |                       | 1,00<br>1 |  | Quantidade Unitária Real (Envase) |                       |  |  |  |
| Filtro (    ) mm                               |  | (    ) novo |                    | (    ) usado |                     |  |                           | Sobra de Produto (Kg) |           |  |                                   | Falta de Produto (Kg) |  |  |  |
| Observações                                    |  |             |                    |              |                     |  |                           |                       |           |  |                                   |                       |  |  |  |